

Uscite
4

Via Costituzione, 20 - 08100 Nuoro
Tel. e fax: 0784 31081
p. I.V.A. 00950800912
e-mail: ortopedialocci@fiscali.it

Nuoro 13/05/2016

Spett. le ASL 3 Nuoro
distretto di Siniscola

All'attenzione del Dott. Pasqualino Manca

Oggetto: preventivo di spesa per il **COMUNICATORE OCULARE EYENEURAL2B** e servizi ad esso correlati.

Come da Vostra gentile richiesta, Vi sottoponiamo il nostro miglior preventivo, per la fornitura del sopra elencato articolo :

in dettaglio:

- Offerta economica IVA esclusa
- Consegna e trasporto
- Garanzia e assistenza post vendita
- Istruzione presso il paziente
- Scheda Tecnica comunicatore

- Offerta economica IVA esclusa

ARTICOLO	PREZZO
Comunicatore oculare Eyeneural2B	11.814,00 €

- Consegna e trasporto

Il trasporto e la consegna sono a carico di Ortopedia Locci, l'ordine sarà lavorato e la merce consegnata entro 10 giorni lavorativi.

- Garanzia e assistenza post vendita

La garanzia del Fornitore circa la qualità dei prodotti forniti è prestata nei limiti di quanto indicato nella scheda tecnica del prodotto, che l'Acquirente dichiara di conoscere. Il Fornitore, nei predetti limiti, garantisce esclusivamente la conformità dei prodotti consegnati a quelli

ordinati e non l'idoneità degli stessi a soddisfare specifiche esigenze dell'acquirente o di terzi, salvo che le stesse non abbiano costituito specifico oggetto dell'ordine accettato, attraverso la completa descrizione delle condizioni di funzionamento dell'ausilio. Ove non diversamente indicato nell'offerta o nella conferma d'Ordine, la garanzia avrà la durata di mesi 24 dalla data di consegna, per prodotti in normali condizioni di conservazione.

- La garanzia non opererà, in ogni caso e a titolo esemplificativo, ove siano riscontrabili:
 - Errori di trasporto o movimentazione diversa da quella indicata nel manuale d'uso.
 - Errori di montaggio.
 - Errate modalità di stoccaggio, conservazione e manutenzione del prodotto.
 - Utilizzo dell'ausilio diverso da quello indicato nel manuale d'uso.
 - Manomissione o tentativi diretti di riparazione o modificazione del prodotto.
 - Tardivo intervento per limitare le conseguenze di eventuali anomalie di funzionamento del prodotto.
 - Normale deterioramento del prodotto conseguente al suo utilizzo
 - La garanzia opererà esclusivamente per i prodotti acquistati direttamente da Ortopedia Locci o dai suoi distributori autorizzati.
- L'assistenza è fornita esclusivamente dal personale autorizzato dalla Ortopedia Locci, la stessa è attiva su tutto il territorio dalle ore 8.30 alle ore 18.30. Dal momento che l'acquirente richiede l'intervento dell'assistenza, verrà consegnato un ausilio con le stesse caratteristiche e ritirato per gli interventi di manutenzione il dispositivo non funzionante.

- Istruzione e guida al funzionamento dell'ausilio

Il personale della Ortopedia Locci al momento della consegna istruisce il paziente all'utilizzo corretto del dispositivo, fasi di allenamento ed eventuali personalizzazioni. Per qualsiasi dubbio consultare il manuale d'uso o rivolgersi al numero 0784.31081.

- SCHEDA TECNICA COMUNICATORE OCULARE EYENEURAL 2B

COMUNICATORE A CONTROLLO OCULARE EYENEURAL2B ®

Caratteristiche SOFTWARE - FUNZIONI

- Interamente personalizzato per il paziente.
 - Grafica personalizzata, dimensione e colore dei caratteri studiati dopo un'attenta verifica con il paziente.
 - Ampio monitor da 22" con regolazione luminosità e sistema antiriflesso.
 - Scrittura facilitata grazie al vocabolario precompilato con oltre 60.000 parole, personalizzabile con frasi o testo scelto dal paziente.
 - Sintesi vocale ITA.
 - Salvataggio testi e richiamo per una lettura o modifica futura con sintesi vocale.
 - Casse audio
 - Predisposizione su richiesta Campanello portatile.
 - Predisposizione su richiesta Controllo casa domotica (sistemi Bricino Siemens.)
 - Predisposizione su richiesta Sms - Send/Receiver
 - Predisposizione su richiesta lettore e-book
 - Funzione Auto calibrazione
 - Suono conferma click.
 - Dizionario con parole personalizzate dal paziente.
 - Funzione di scrittura facilitata personalizzata per il paziente.
 - Sistema di pausa per facilitare il riposo del paziente e ripresa scrittura.
 - (opzionale) Funzione e interfaccia per gestione carrozzina-(guida autonoma o guida libera, gestione posture).
 - Funzione unica.
- Il software s'interfaccia con molteplici sensori oculari, telecamere monoculari o binoculari.

Sensore a scansione oculare, una sola calibrazione.

Unico software in grado di eseguire questa funzione grazie alla ricostruzione 3d del volto, garantendo un'affidabilità di lettura delle pupille in qualsiasi posizione esso si trovi. Il riconoscimento facciale è affidato alla Rete Neurale. Grazie alla rete neurale è ricostruito l'ambiente circostante compreso, il volto e le pupille esse sono estratte grazie al sistema d'illuminazione del volto e degli occhi basato su luce infrarossa (IR) o vicina all'infrarosso (NIR), per meglio tracciare il contorno della pupilla e per ottenere uno (o più) riflessi, noti come "riflessi corneali".

Il vettore risultante dalla relazione (dinamica) di questi parametri (successivamente ad una procedura detta di calibrazione) è utilizzato per ottenere la posizione dello sguardo rispetto a un determinato elemento del display.

- Alta tolleranza ai movimenti.
- Il sistema gestisce diversi settaggi: Monoculare; Binoculare (D/S) Testato su pazienti con occhiali e lenti a contatto.
- La luce emessa dai led IR è compresa e non supera gli 880 nanometri stessa irradiazione di una lampadina a incandescenza standard.
- Software configurabile da remoto (richiede connessione a internet)



Il dispositivo EYENEURAL 2B è registrato come Dispositivo Medico con il Numero progressivo: **DM1267076** - Classe I* - CND: **Y2199** in data **24 Febbraio 2015**.

Conforme alle norme di legge **Nr. 46/97 del 24 Febbraio 1997** con Direttiva **93/42CEE**. EYENEURAL2B è iscritto al Repertorio in data **24/Febraio/2015**

ASSISTENZA:

L'assistenza è fornita da tecnici specializzati, il nostro sistema è predisposto a comunicare presso i nostri laboratori tramite "Remotizzazione" così da garantire un intervento immediato sul Dispositivo attraverso tecniche di accesso Remoto "FTP o DESKTOPRemoto", (richiede una connessione internet). L'assistenza in garanzia (24 mesi) è fornita gratuitamente per problematiche imputabili al dispositivo (software-hardware). Per gli interventi non in garanzia e cioè problemi causati dal paziente stesso, saranno applicate le tariffe d'intervento, lo stesso intervento è a carico del paziente.

GUIDA all'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO:

Al momento della consegna il tecnico incaricato darà pieno supporto al paziente eseguendo una fase chiamata Training o insegnamento delle funzioni del comunicatore stesso. Cura del dispositivo per chi incaricato alla sua movimentazione e agli interventi base come varie configurazioni o personalizzazioni. Per tutto il resto viene rilasciato il BaseManual.

sono rilasciati i seguenti certificati:

Dichiarazione di conformità

CE

Ortopedia Locci

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Locci".

**ORTOPEDIA
LOCCHI**

Via C. Colombo, 166 - NUORO - Tel. + Fax 0784 31081
P. IVA 00981220929 - C.F. 10079031014 P.378V