

M 25 - CHECK LIST PRE INVIO

SACCA DI RACCOLTA

- I due aghi sono inseriti nella loro apposita protezione
- Sono chiuse tutte le clamps

ETICHETTA SACCA

- Compilata in ogni sua parte

BARCODE

CAMPIONI DA ALLEGARE PER OGNI DONAZIONE OLTRE ALLA SACCA

- 4 Provette **da siero** da 7 ml di **sangue materno** o 6 da 4 ml
- 1 Provetta **in EDTA** da 7 ml o da 4 ml

ETICHETTATURA PROVETTE CAMPIONI DA ALLEGARE PER OGNI DONAZIONE

- Barcode BSC con scritto Nome Cognome e data di nascita della madre - Data prelievo - Firma di chi ha prelevato

MODULI DA INVIARE IN ALLEGATO DEBITAMENTE COMPILATI

- Form SCO 101 - Consenso informato IBMDR (allogeniche); M 81 - Consenso informato donazione dedicata
- Allegato B-SCO questionario anamnestico allogenico; *etichettare solo prima e ultima pagina*
- M 20 - Questionario anamnestico - Dedicato-Autologo *etichettare solo prima e ultima pagina*
- M 22 - Elenco del materiale inviato
- M 23 - Modulo di raccolta unità di sangue cordonale
- M 24 - Modulo di trasporto
- M 25 - Check list di raccolta
- Inviare M 33 prima qualificazione neonato alla neonatologia**
- Su tutti i moduli, **debitamente compilati**, è stata applicata una etichettina, ove richiesto

CONFEZIONAMENTO

- Corretto confezionamento unità, campioni materni e documentazione come da I -74

TEMPERATURA

- Conservazione temporanea kit di raccolta prima dell'utilizzo a 0-35°C dalla presa in carico alla raccolta.
- Conservazione temporanea sacca a 4°C dalla raccolta alla spedizione
- Inserire data logger nel box da trasporto preraffreddato come da I 74

INVIO

- appena prelevata o al massimo entro il primo giorno lavorativo utile successivo alla raccolta**
- al più presto per le dedicate previ accordi con la BSC**

IN CASO DI GRAVIDANZA GEMELLARE

- Inviare un modulo di consenso informato e un modulo raccolta per ciascun gemello
- Se gemelli bicoriali, etichettare in maniera distinta le sacche appartenenti a ciascun gemello

Cognome e Nome operatore in stampatello

Firma